

neno[®] beauty

ALVA

MASKA LED DO TERAPII ŚWIATŁEM
POPRAWIAJĄCA KONDYCJĘ
SKÓRY TWARZY

Exclusive Series



blue light/ red light

Exclusive Series

Poznaj serię Neno Beauty

Seria do twarzy Neno Beauty powstała, by towarzyszyć Ci w codziennych rytuałach. Bez wychodzenia z domu zyskujesz profesjonalną pielęgnację, a skóra z każdym dniem staje się bardziej promienna. Z Neno Beauty odkrywasz swoje naturalne piękno.



Exclusive Series




Tryb rozświetlający



Tryb przeciwstarzeniowy




Tryb przyspieszający
regenerację skóry




4 długości fal światła



Bezprzewodowa



3 programy



220 diod



Timer



Exclusive Series

Cztery długości fal światła

470 nm

ŚWIATŁO NIEBIESKIE

Światło niebieskie o długości fali 470 nm pobudza naturalne procesy naprawcze skóry, wspierając jej regenerację. Ma właściwości antybakteryjne, dzięki czemu zmniejsza stany zapalne, łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia, a dodatkowo pomaga w regulacji produkcji sebum.

630 nm

ŚWIATŁO CZERWONE

Światło czerwone o długości fali 630 nm pobudza mikrokrążenie, wspiera wyrównanie kolorytu skóry i redukcję przebarwień, a także działa kojąco oraz wyciszająco na cerę.

660 nm

**ŚWIATŁO
GŁĘBOKIEJ CZERWIENI**

Światło głębokiej czerwieni o długości fali 660 nm wspomaga produkcję kolagenu, poprawia sprężystość skóry, wygładza drobne linie, ujędrnia i nadaje cerze zdrowy blask.

850 nm


**ŚWIATŁO BLISKIEJ
PODCZERWIENI**

Światło bliskiej podczerwieni o długości fali 850 nm przenika w głąb skóry, stymuluje procesy odnowy tkanek, poprawia jej jędrność i gładkość, nadając cerze świeży, młody wygląd.

Exclusive Series

Poznaj Neno Beauty Alva

Odkryj moc nowoczesnej pielęgnacji z maską LED Neno Beauty Alva. Czerwone światło stymuluje regenerację i poprawia elastyczność skóry, a niebieskie działa antybakteryjnie i wspiera walkę z niedoskonałościami. To bezpieczna i wygodna terapia, którą możesz wykonywać w zaciszu własnego domu.



Efekt regularnego stosowania

Poprawa jędrności i elastyczności skóry
Wygładzenie drobnych linii
Rozświetlenie i wyrównanie kolorytu cery
Wsparcie regeneracji skóry

3 programy terapii światłem

Przyspieszający regenerację skóry
Rozświetlający
Przeciwstarzeniowy

220 diod LED

Pełne pokrycie twarzy

Automatyczny timer

10 minut

Lekka i komfortowa budowa

Wysokiej jakości silikon wokół oczu
Elastyczna opaska
Wspornik podbródka

Woreczek do przechowywania

Bezprzewodowa

4 precyzyjne długości fal świetlnych

Światło niebieskie (470 nm)
Światło czerwone (630 nm)
Światło głębokiej czerwieni (660 nm)
Światło bliskiej podczerwieni (850 nm)

Łatwa w użyciu

Jeden przycisk funkcyjny
Powiadomienie głosowe
przy każdym trybie

Exclusive Series

Terapia światłem w Twoim domu

Dzięki masce Neno Beauty Alva możesz cieszyć się terapią światłem bez wychodzenia z domu. Domowa fototerapia to wygoda, oszczędność czasu i komfort, a jednocześnie możliwość dbania o skórę w sposób regularny i skuteczny, bez konieczności umawiania wizyt czy ponoszenia dodatkowych kosztów. Dzięki 220 punktom świetlnym maska obejmuje całą powierzchnię twarzy, zapewniając skuteczne i równomierne działanie podczas każdej sesji.




Exclusive Series

blue light
470 nm

red light
630 nm

deep red light
660 nm

near infrared light
850 nm



Światło dopasowane do potrzeb Twojej skóry

Neno Beauty Alva to nowoczesna maska do fototerapii, która wykorzystuje cztery precyzyjne długości fal świetlnych, aby kompleksowo wspierać skórę. Regularne stosowanie maski LED wspiera poprawę wyglądu i kondycji skóry – zwiększa jej elastyczność, wygładza drobne linie, wyrównuje koloryt oraz subtelnie rozświetla cerę. Na bazie tych fal powstały trzy specjalnie opracowane tryby, odpowiadające różnym potrzebom skóry.



Exclusive Series


Tryb przyspieszający regenerację skóry

SMOOTHING MODE

Światło niebieskie o długości fali 470 nm działa stymulująco na procesy odnowy skóry, wspierając jej naturalną regenerację. Regularne stosowanie tego programu poprawia ogólną kondycję skóry, a dodatkowo wykazuje silne działanie antybakteryjne. Redukuje stany zapalne, łagodzi zaczerwienienia oraz podrażnienia, a także pomaga regulować wydzielanie sebum. To doskonały wybór, gdy chcesz przyspieszyć naturalne procesy naprawcze.



światło
niebieskie



Exclusive Series

Tryb rozświetlający


BRIGHTENING MODE

Połączenie światła czerwonego (630 nm) i głębokiej czerwieni (660 nm) nadaje cerze zdrowy, promienny wygląd. Tryb stymuluje produkcję kolagenu, wspiera odnowę skóry, wyrównuje koloryt oraz przyczynia się do redukcji przebarwień. Dzięki temu skóra staje się bardziej jędrna i świetlista.



światło
czerwone

światło
głębokiej
czerwieni



Exclusive Series

Tryb przeciwstarzeniowy

ANTI-AGING MODE

Wspólne działanie światła czerwonego (630 nm), głębokiej czerwieni (660 nm) oraz bliskiej podczerwieni (850 nm) przenika w głąb skóry, docierając do jej głębszych warstw. Ten program wspiera poprawę jędrności, sprzyja redukcji drobnych zmarszczek i pomaga spowolnić proces starzenia, sprawiając, że skóra wygląda młodziej i zdrowiej.

❁ światło
czerwone

❁ światło
głębokiej
czerwieni

❁ światło
bliskiej podczerwieni

Exclusive Series



Pełne pokrycie twarzy – 220 diod

Maska Neno Beauty Alva została wyposażona w aż 220 diod emitujących światło LED. Dzięki tak dużej liczbie punktów świetlnych urządzenie obejmuje całą powierzchnię twarzy, zapewniając równomierne i intensywne działanie. Każda sesja staje się w pełni efektywna, a skóra otrzymuje dokładnie tyle światła, ile potrzebuje, by odzyskać zdrowy, promienny wygląd.

Exclusive Series



Timer

Neno Beauty Alva posiada automatyczny timer, który dba o prawidłowy czas zabiegu i informuje o zakończeniu 10-minutowej sesji, dzięki czemu możesz w pełni oddać się odpoczynkowi.



Exclusive Series

Bezprzewodowa

Dzięki bezprzewodowej konstrukcji oraz opasce podtrzymującej maskę, możesz zadbać o swoją cerę w każdej chwili – podczas odpoczynku, czytania czy wykonywania domowych zajęć. Łatwe ładowanie za pomocą kabla USB-C sprawia, że maska jest zawsze gotowa do użycia.



Exclusive Series

Intuicyjna obsługa - jeden przycisk funkcyjny

Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby rozpocząć zabieg. Komunikaty głosowe informują o wybranym programie, dzięki czemu zawsze masz pewność, że korzystasz z właściwego trybu. Prosto, wygodnie i bez zbędnych komplikacji.



Exclusive Series

Wygodna konstrukcja

Neno Beauty Alva została zaprojektowana z myślą o komforcie i bezpieczeństwie.

Wokół oczu zastosowano miękki silikon, który delikatnie przylega do skóry, a elastyczna opaska ułatwia dopasowanie maski do kształtu głowy. Wspornik podbródka zapewnia stabilność, by sesja przebiegała bez zakłóceń.

Elastyczna, regulowana opaska
podtrzymująca maskę na twarzy

Wspornik
podbródka

Wysokiej jakości
silikonowe zabezpieczenia
wokół oczu

Exclusive Series



Wskazówki bezpieczeństwa

Przygotuj skórę:

Przed użyciem maski LED dokładnie umyj i osusz twarz. Maskę stosuj na czystą skórę, bez nakładania jakichkolwiek produktów pielęgnacyjnych.

Przerwa po intensywnych kuracjach pielęgnacyjnych:

Zachowaj kilkudniowy odstęp między stosowaniem maski LED a retinoidami czy peelingami chemicznymi. Długość przerwy zależy od stężenia preparatu, dlatego w razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z kosmetologiem.

Uwaga na fotouczulenie:

Nie stosuj maski LED, jeśli przyjmujesz leki fotouczulające (np. niektóre antybiotyki, retinoidy) lub zioła mogące zwiększać wrażliwość skóry na światło (np. dziurawiec, rumianek, nagietek, arcydzięgiel).

Ciąża i karmienie:

Stosowanie maski LED w czasie ciąży nie jest zalecane. Przed ewentualnym użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.

W okresie karmienia piersią, ze względu na możliwą zwiększoną wrażliwość skóry, przed użyciem maski LED zaleca się konsultację z lekarzem.

Chroń oczy i przestrzegaj czasu zabiegu:

Nie patrz bezpośrednio w diody, używaj maski z nieuszkodzoną osłoną oczu i nie przekraczaj zalecanego czasu sesji.

Warunki użycia:

Stosuj maskę LED 3-5 razy w tygodniu (przez 10-20 minut), wybierając tryb odpowiedni do Twoich potrzeb. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze wszystkimi środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi.



Higieniczne przechowywanie

Po zakończeniu sesji przetrzyj wewnętrzną i zewnętrzną stronę maski suchą lub lekko wilgotną ściereczką, a następnie schowaj do dołączonego woreczka. To wygodny sposób, by zabezpieczyć urządzenie przed kurzem i zarysowaniami oraz zachować czystość do kolejnego użycia.

neno:
beauty

Exclusive Series

neno[®] beauty

ALVA



DANE TECHNICZNE

Zasilanie:	5V 0.8A
Moc:	6W
Bateria:	1000mAh
Timer:	10 min
Materiał:	ABS+PC+silikon
Waga:	250 g
Wymiary:	187x177x119 mm
Wymiary pudełka:	230x230x123 mm
Waga pudełka:	1.05 kg
Kod EAN:	5902479677156
Zawartość zestawu:	Maska LED, woreczek do przechowywania, kabel typ C, instrukcja obsługi
Kontakt:	tel: 731 594 301; mail: info@neno.pl
Producent:	KGK Trend sp. z o.o. ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków

NAGRODY DLA
FIRMY KGK TREND
Właściciela marki Neno:



Jeśli nie wiesz jaki produkt wybrać, potrzebujesz pomocy, wsparcia albo masz pytania do ekspertów, zadzwoń lub napisz bezpośrednio do Centrum Wsparcia Klienta Neno.
Infolinia: 731 594 301, mail: info@neno.pl