

nenno[®]
Leite

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie,
Zakupione przez Ciebie urządzenie Neno Leite to silikonowy kolektor mleka służący do zbierania mleka podczas karmienia/odciągania z drugiej piersi.
Ma na celu zbieranie pokarmu w prosty i efektywny sposób.

01. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed każdym użyciem należy sprawdzać stan produktu.
2. Do czyszczenia zalecamy użycie jedynie miękkich szcetek lub gąbek, twarde materiały mogą spowodować zarysowania.
3. Jeśli wystąpią oznaki uszkodzenia, należy wymienić produkt.
4. Nie przechowuj w pobliżu ostrych przedmiotów.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Kolektor należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Przechowuj produkt w suchym miejscu oraz unikaj bezpośredniego światła słonecznego.

02. CECHY PRODUKTU

Łatwy w użyciu
Za jednym naciśnięciem, pojemnik odciąga mleko z mocą ciągłego ssania - bez hałasu, bez prądu i bez kabli.

Wolny od BPA
Zrobiony z wysokiej jakości silikonu. Bez BPA.

Bezbolesna, cicha praca
Kolektor pozwana na dyskretne, ciche i szybkie odciąganie mleka z piersi.

Pozbądź się wycieków
W czasie karmienia jedną piersią, mleko z drugiej piersi wypływa samoistnie. To doskonale urządzenie, aby uniknąć zabrudzenia bielizny i jednocześnie nie marnować cennego pokarmu mamy. Kolektor zbiera każdą kroplę mleka wypływającą z piersi, którą akurat nie karmisz maluszka.

Łatwy w czyszczeniu
Urządzenie nie wymaga demontażu przed czyszczeniem ze względu na zastosowaną technologię all-in-one. Wystarczy tylko włożyć kolektor do gotującej się wody na około 2 minuty i gotowe!

03. JAK UŻYWAĆ KOLEKTORA?

1. Upewnij się, że kolektor został wyczyszczony zarówno przed jak i po użyciu.
2. Ścisnij pompę, aby wypchnąć zgromadzone powietrze na zewnątrz.
3. Odegnij kołnierzyk i umieść sutek po środku lejka.
4. Przywóć kołnierzyk do wyjściowej pozycji, wtedy pompa mocno przklei się do piersi.
5. Możesz używać produktu wyłącznie jako kolektora. Wówczas mleko będzie swobodnie spływało do pompy. Jeśli chcesz korzystać z niego jak z manualnego laktatora - ścisłaj pompę, aby ułatwić pobór mleka.



04. SPECYFIKACJA

Materiał: silikon
Pojemność: 100 ml

05. KARTA GWARANCYJNA

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją.
Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://nenno.pl/gwarancja>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: <https://nenno.pl/kontakt>

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Producent:
KGK TRADE sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5B,
31-752 Kraków, Polska

nenno[®]
www.nenno.pl
inspired by Children,
designed by Parents
Wyprodukowano w P.R.C.

nenno[®]
Leite

EN

USER'S MANUAL

Dear Customer,
thank you for purchasing Neno Leite, a silicone milk collector for collecting milk during feeding / pumping from the other breast. It aims to collect food in a simple and effective way.

01. SAFETY MEASURES

1. Before each use, check the condition of the product.
2. We recommend using only soft brushes or sponges for cleaning, hard materials may scratch.
3. If there is any sign of damage, replace the product.
4. Do not store near sharp objects.
5. This product is not a toy. The collector should be used in accordance with its intended use.
6. Store the product in a dry place and avoid direct sunlight

02. PRODUCT FEATURES

Easy to use
With just one squeeze, the milk collector draws out your milk with the power of continuous suction-no noise, no electricity and no cords. Pump anywhere, anytime!

Easy to clean
All-in-one design and no disassemble required. They are very easy to clean by clear boiling water for about 2 minutes.

BPA FREE Material
Made of high quality of silicone. No BPA, PCV and phthalate.

Painless and work silent
The milk collector helps to express breast milk discreetly, silently and quickly. Avoid embarrassment in public places.

No Leak Any More
When most mothers are breastfeeding, the breast on the other side would often spill breast milk which may wet your clothes or your baby, or be wasted on the disposable nursing pad. The milk collector can collect every drop of breast milk while you're breastfeeding.

03. HOW TO USE

1. Make sure your milk collector has been cleaned before and after use.
2. Squeeze the pump to push internal air out.
3. Invert the flange, place it onto your nipple centered in the middle of the breast shield.
4. Restore the flange, then the pump would firmly suck onto your breast.
5. You may use the product as a collector. The milk will then flow freely to the pump. If you want to use it as a manual breast pump - squeeze the pump to facilitate milk leak.



04. SPECIFICATION

Material: Silicone+PP
Capacity: 100 ml

05. WARRANTY CARD

The product is covered by a 24-month warranty.
The terms of the guarantee can be found at: <https://nenno.pl/gwarancja>

Details, contact and website address can be found at: <https://nenno.pl/kontakt>

Specifications and contents of the kit are subject to change without notice. We apologise for any inconvenience.

Manufacturer:
KGK TRADE sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5B,
31-752 Cracow,
Poland

nenno[®]
www.nenno.pl
inspired by Children,
designed by Parents
Made in P.R.C.

nenno[®]
Leite

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta a Neno Leite szilikon tejgyűjtőt, amely a tej összegyűjtésére szolgál a másik mellből történő etetés/szivattyúzás során.
Célja az élelmiszerek egyszerű és hatékony összegyűjtése.

01. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Minden használat előtt ellenőrizze a termék állapotát.
2. Javasoljuk, hogy a tisztításhoz csak puha kefével vagy szivacsot használjon, a kemény anyagok karcosodhatnak.
3. Ha bármilyen sérülés jele látható, cserélje ki a terméket.
4. Ne tárolja éles tárgyak közelében.
5. Ez a termék nem játék. A kollektorokat rendeltetészerűen kell használni.
6. Tárolja a terméket száraz helyen, és kerülje a közvetlen napfényt

02. A TERMÉK JELLEMZŐI

Könnyen kezelhető
Egy gombnyomással a tejtartály folyamatosan szívja a tejet - nincs zaj, nincs áram és nincs kábel.

Könnyen tisztítható
A készüléket nem kell szétzerelni tisztítás előtt, az alkalmazott all-in-one technológia miatt. Csak tegye a kollektor forrásban lévő vízbe körülbelül 2 percig

BPA mentes
BPA megemliti

Szabaduljon meg a szivárgásoktól
Ha az egyik mellével szoptat, a tej a másik mellből magától folyik. Tökéletes eszköz, hogy elkerülje a fehérmémi fotlosodását, és ugyanakkor ne pazarolja anyja értékes ételét. A gyűjtő összegyűjti a tejből a csecsemőtől kifolyó minden cseppet, amelyet jelenleg nem etet.

Fájdalmentes, csendes működés
A gyűjtő lehetővé teszi az anyatej diszkrét, csendes és gyors kifejezését.

03. HOGYAN KELL HASZNÁLNI A GYŰJTŐT?

1. Győződjön meg arról, hogy a kollektor használat előtt és után is megtisztult.
2. Nyomja össze a szivattyút, hogy kiszorítsa a felhalmozódott levegőt.
3. Hajtsa vissza a gallért, és helyezze a mellbimbót a tölcsér közepére.
4. Tegye vissza a gallért eredeti helyzetébe, és a pumpa szilárdan tapad a melléhez.
5. A terméket csak gyűjtőként használhatja. A tej ekkor szabadon áramlik a szivattyúba. Ha szeretné használni, mint kezi melleszívóból - nyomja össze a szivattyút a tejbevitel megkönnyítése érdekében.



04. LEÍRÁS

Anyaga: szilikon
Kapacitás: 100 ml

05. JÓTÁLLÁSI JEGY

A termékre 24 hónapos garancia vonatkozik.
A jótállási feltételek megtalálhatók a következő címen: <https://nenno.pl/gwarancja>

A termék részletei megtalálhatók a weboldalon: <https://nenno.pl/kontakt>

A specifikációk és a készlet tartalma előzetes értesítés nélkül változhat. Előzetes értesítést kérjük a kellemetlenségéért.

Manufakturer:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5B
31-752 Kraków
Lengyelország

nenno[®]
www.nenno.pl
inspired by Children,
designed by Parents
P.R.C. -ben készült

nenno[®]
Leite

DE

BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrter Nutzer,
sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf von Neno Leite, einem Silikon-Milchsammler zum Sammeln von Milch während des Stillens / Abpumpens von der anderen Brust.
Es zielt darauf ab, die Milch auf effektive und einfache Weise zu sammeln.

01. SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand des Produkts.
2. Wir empfehlen zur Reinigung nur weiche Bürsten oder Schwämme zu verwenden, harte Materialien können verkratzen.
3. Bei Anzeichen von Schäden das Produkt ersetzen.
4. Nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen lagern.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Der Kollektor ist bestimmungsgemäß zu verwenden.
6. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung

02. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einfach zu verwenden
Auf Druck saugt der Sammler Milch mit kontinuierlicher Saugkraft ab - ohne Lärm, ohne Strom und ohne Kabel.

Einfach zu reinigen
Durch die verwendete All-in-One-Technologie muss das Gerät vor der Reinigung nicht demontiert werden. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Sammler 1-2 Minuten in kochendes Wasser zu legen und schon ist er fertig!

BPA-frei
Aus hochwertigem Silikon. BPA-frei.

Lecks loswerden
Wenn Sie mit einer Brust stillen, fließt die Milch von selbst aus der anderen Brust. Es ist ein perfektes Gerät, um Flecken auf der Wäsche zu vermeiden und gleichzeitig die kostbare Milch Ihrer Mutter nicht zu verschwenden. Der Behälter sammelt jeden Tropfen Milch, der aus der Brust fließt, mit der sie ihr Baby gerade nicht füttern.

Schmerzloser, leiser Betrieb
Der Sammler ermöglicht ein diskretes, leises und schnelles Abpumpen der Muttermilch.

03. WIE BENUTZT MAN EINEN MILCHSAMMLER?

1. Stellen Sie sicher, dass der Sammler vor und nach dem Gebrauch gereinigt wurde.
2. Drücken Sie die Pumpe zusammen, um die angesammelte Luft nach außen zu drücken.
3. Falten Sie den Kragen zurück und platzieren Sie den Brustnippel in der Mitte des Trichters.
4. Bringen Sie den Kragen wieder in seine ursprüngliche Position und die Pumpe haftet fest an der Brust.
5. Sie dürfen das Produkt nur als Milchsammler verwenden. Die Milch fließt dann ungehindert zur Pumpe. Wenn Sie sie als Handmilchpumpe verwenden möchten, drücken Sie die Pumpe zusammen, um die Milchaufnahme zu erleichtern.



04. SPEZIFIKATION

Material: Silikon
Kapazität: 100 ml

05. GARANTIEBEDINGUNGEN

Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie.
Die Garantiebedingungen sind auf der Website verfügbar: <https://nenno.pl/warranty>

Kontaktinformationen und die Adresse des Dienstes finden Sie auf der Website: [www.nenno.pl/contact](https://nenno.pl/contact)

Spezifikationen und Inhalt des Kits können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten.

Hersteller:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5B
31-752 Kraków
Polen

nenno[®]
www.nenno.pl
inspired by Children,
designed by Parents
Hergestellt in P.R.C.

nenno

FI

Leite

OHJEKIRJA

Hvyy käyttöjää,

Silikonimaitokerjain auttaa imettävii äitej keräämään maitoa vuotaa toisesta rinnasta ruokinnan aikana. Kun rinnat ovat siellä täysmaitoa voidaan käyttää myös pumpuna. Tähtää kerätä ruokaa tehokkaasti ja yksinkertaisesti.

01. TURVATOIMET

1. Tarkista tuotteen kunto ennen jokaista käyttöä.
2. Suosittelemme puhdistamiseen vain pehmeitä harjoja tai sieniä, kovat materiaalit voivat naarmuttaa.
3. Jos tuotteessa on merkkejä vaurioista, vaihda tuote.
4. Älä säilytä terävien esineiden lähellä.
5. Tämä tuote ei ole lelu. Kerjaintä tulee käyttää sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
6. Säilytä tuote kuivassa paikassa ja välttä suoraa auringonvaloa

02. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Helppokäyttöinen

Maitosäiliö imnee maidon napin painalluksella jatkuvalla imuteholla - ei melua, ei sähköä eikä kaapeleita. Pumpkaa missä ja milloin tahansa!

Helppo puhdistaa

Laite ei tarvitse purkaa ennen puhdistusta käytetyn all-in-one-tekniikan vuoksi. Laita kerjälj kiehuvan veteen 1-2 minuuttiksi ja se on valmis!

BPA vapaa

Valmistettu korkealaatuisesta silikonista. BPA vapaa.

Päästä eroon vuotoista

Kun imetät yhdellä rinnalla, maito virtaa toisesta rinnasta itsestään. Se on täydellinen laite välttääksesi alusvaatteiden värjäytymistä ja samalla tuhmaamatta äitisi arvokasta ruokaa. Kerjälj kerää jokaisen tipan maitoa, joka virtaa rinnasta ja jota et tällä hetkellä ruokki.

Kivuton, hiljainen toiminta
Kerjääj mahdollistaa huomaamattoman, hiljaisen ja nopean äidinmaidon ilmaisuuden.

03. MITEN KERJÄJÄÄ KÄYTETÄÄN?

1. Varmista, että kerjain on puhdistettu sekä ennen käyttöä että sen jälkeen.
2. Purista pumpun pakottaaksesi kertynyt ilma ulos.
3. Taita kaulus taaksepäin ja aseta nippa supillon keskele.
4. Palauta kaulus alkuperäiseen asentoonsa ja pumpu tarttuu tiukasti rintasi.
5. Voit käyttää tuotetta vain kerjäljänä. Maito virtaa sitten vapaasti pumppuun. Jos haluat käyttää sitä kuten manuaalisesta rintapumpusta - purista pumpun helpottaaksesi maidon saantia.



04. TEKNISET TIEDOT

Materiaali: silikon
Tilavuus: 100 ml

05. TAKUUKORTTI

Tuotteella on 24 kuukauden takuu. Takuun ehdot löytyvät osoitteesta: <https://nenno.pl/gwarancja>

Lisätiedot, yhteystiedot ja huoltoilikeet löytyvät osoitteesta: <https://nenno.pl/kontakt>

Paketin tekniset tiedot ja sisältö voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Pahoittelemme aiheutunutta häitää.

nenno

www.nenno.pl
inspired by Children,
designed by Parents

Valmistettu P.R.C.

nenno

SE

Leite

ANVÄNDARMANUAL

Kära användare,

Mjölkkupsamlaren i silikon hjälper ammande mammor att samla mjölk läcker från det andra bröstet under matning. När bröstet är där helmjölk kan också användas som pump. Siktar på samla mat på ett effektivt och enkelt sätt.

01. SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Kontrollera produktens skick före varje användning.
2. Vi rekommenderar att du endast använder mjuka borstar eller svampar för rengöring, hårda material kan repa.
3. Om det finns några tecken på skada, byt ut produkten.
4. Förra inte nära vassa föremål.
5. Denna produkt är inte en leksak. Samlaren ska användas i enlighet med dess avsedda användning.
6. Förra produkten på en torr plats och undvik direkt solljus

02. PRODUKTFUNKTIONER

Lätt att använda

Med en knapptryckning extraherar mjölkbehållaren mjölk med kontinuerlig sugkraft - inget buller, ingen elektricitet och inga kablar. Pumpa var som helst, när som helst!

Lätt att städa

Enheten kräver inte demontering före rengöring på grund av all-i-ett-tekniken som används. Lägg bara uppsamlaren i kokande vatten i 1-2 minuter och den är klar!

Fri från BPA

Tillverkad av högkvalitativt silikon. Fri från BPA.

Bli av med läcker

När du ammar med ett bröst rinner mjölk från det andra bröstet av sig själv. Det är en perfekt enhet för att undvika att färga dina underkläder och samtidigt inte slösa bort din mamas dyrbara mat. Samlaren samlar varje droppe mjölk som rinner ut ur bröstet som du inte matar ditt barn för tillfället.

Smärtfri, tyst drift

Samlaren möjliggör ett diskret, tyst och snabbt uttryck av bröstmjölk.

03. HUR ANVÄNDER DU SAMLAREN?

1. Se till att uppsamlaren har rengjorts både före och efter användning.
2. Tryck på pumpen för att tvinga ut ackumulerad luft.
3. Väk tillbaka kragen och placera bröstvärtan i mitten av tratten.
4. Sätt tillbaka kragen till sitt ursprungliga läge och pumpen kommer att kläba fast vid bröstet.
5. Du kan bara använda produkten som uppsamlare. Mjölken kommer sedan att flöda fritt till pumpen. Om du vill använda den som från en manuell bröstpump - pressa in pumpen för att underlättat mjölkintaget.



04. SPECIFIKATION

Materiaal: silikon
Kapacitet: 100 ml

05. GARANTIKORT

Produkten täcks av en 24-månaders garanti. Garantivillkoren finns på: <https://nenno.pl/gwarancja>

Detaljer om produkten finns på webbplatsen: <https://nenno.pl/kontakt>

Specifikationer och innehåll i satsen kan ändras utan föregående meddelande. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.

nenno

Tillverkare:

KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5B
31-752 Krakow
Polen

www.nenno.pl
inspired by Children,
designed by Parents
Gjord i P.R.C.

nenno

DK

Leite

BRUGERMANUAL

Kære bruger,

Silikon mælkesamlaren hjælper ammende mødre med at samle mælk, der lækker fra det andet bryst under fodring. Når brysterne er der sødmælk kan også bruges som pumpe. Sigter på indsamling af mad på en effektiv og enkel måde.

01. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Kontroller produktets tilstand før hver brug.
2. Vi anbefaler kun at bruge bløde børster eller svampe til rengøring, hårde materialer kan ridse.
3. Hvis der er tegn på skade, skal produktet udskiftes.
4. Må ikke opbevares i nærheden af skarpe genstande.
5. Dette produkt er ikke et legetøj. Opsamlaren skal bruges i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse.
6. Opbevar produktet på et tørt sted og undgå direkte sollys

02. PRODUKTEGENSKABER

Let at bruge

Med et tryk på en knap udtrækker mælkebeholderen mælk med kontinuerlig sugevne - ingen støj, ingen elektricitet og ingen kabler. Pump hvor som helst, når som helst!

Let at rengøre

Enheten kræver ikke adskillelse for rengøring på grund af den anvendte all-i-en-teknologi. Sæt bare opsamleren i kogende vand i 1-2 minutter, og den er klar!

BPA fri

Lavet af silikon i høj kvalitet. BPA fri.

Slip af med lækker

Nar du ammer med det ene bryst, flyder mælk fra det andet bryst af sig selv. Det er en perfekt enhet til at undgå at plette dit undertøj og samtidig ikke spilde din mors dyrebare mad. Samlaren samler hver dråbe mælk, der strømmer ud af brystet, som du ikke fodrer din baby i øjeblikket.

Smertefri, stille betjening

Opsamlaren giver mulighed for diskret, stille og hurtigt udtryk for modermælk.

03. HVORDAN BRUGES SAMLEREN?

1. Sørg for, at opsamlaren er blevet rengjort både før og efter brug.
2. Tryk pumpen for at tvinge akkumuleret luft ud.
3. Fold kraven tilbage, og placer brystvorten i midten af tratten.
4. Sæt kraven tilbage til sin oprindelige position, og pumpen vil klæbe fast til dit bryst.
5. Du kan kun bruge produktet som opsamlere. Mælken flyder derefter frit til pumpen. Hvis du vil bruge det som fra en manuel brystpumpe - klem pumpen for at lette mælkeintaget.



04. SPECIFIKATION

Materiale: silikon
Kapacitet: 100 ml

05. GARANTIKORT

Produktet er dækket af en 24-månaders garanti. Garantibetingelserne kan findes på: <https://nenno.pl/gwarancja>

Detaljer, kontaktoplysninger og servicecentrets adresse kan findes på: <https://nenno.pl/kontakt>

Specifikationer og sættets indhold kan ændres uden varsel. Vi beklager ulejligheden.

nenno

www.nenno.pl
inspired by Children,
designed by Parents

Lavet i P.R.C.

nenno

NO

Leite

BRUKERMANUAL

Kjære bruker,

Melkesamlaren i silikon hjelper ammende mødre med å samle melk lekker fra det andre brystet under føring. Når brystene er der melk kan også brukes som pumpe. Sikter på å samle mat på en effektiv og enkel måte.

01. SIKKERHETSTILTAK

1. Kontroller produktets tilstand før hver bruk.
2. Vi anbefaler å bruke myke børster eller svamper for rengjøring, harde materialer kan ripe opp.
3. Hvis det er tegn på skade, må du bytte ut produktet.
4. Ikke oppbevar i nærheten av skarpe gjenstander.
5. Dette produktet er ikke et leketøy. Samleren skal brukes i samsvar med den tiltenkte bruken.
6. Oppbevar produktet på et tørt sted og unngå direkte sollys

02. PRODUKTFUNKSJONER

Let to bruke

Med et tastetrykk trekker melkbeholderen ut melk med kontinuerlig sugeeffekt - ingen støy, ingen strøm og ingen kabler. Pump hvor som helst, når som helst!

BPA -fri

Laget av silikon av høy kvalitet. BPA -fri.

Smertelos, stille operasjon

Opsamlaren gir et diskret, stille og raskt uttrykk for morsmelk.

Bli kvitt lekkasjer

Nar du ammer med det ene bryst, flyder mælk fra det annet bryst av sig selv. Det er en perfekt enhet for å unnga å plette ditt undertøy og samtidig ikke spilde din mors dyrebare mat. Samleren samler hver dråbe mælk, der strømmer ud af brystet, som du ikke kan spise din baby og øyeblikkelig.

Let to rengjøre

Enheten krever ikke demontering for rengjøring på grunn av all-i-ett-teknologien som brukes. Bare sett opsamleren i kokende vann i 1-2 minutter, og den er klar!

03. HVORDAN BRUKE SAMLEREN?

1. Sørg for at opsamlaren er rengjort både før og etter bruk.
2. Klem pumpen for å tvinge ut akkumulert luft.
3. Brett kraven tilbake og plasser brystvorten i midten av tratten.
4. Sett kraven tilbake til sin opprinnelige posisjon, og pumpen vil feste seg godt til brystet.
5. Du kan bare bruke produktet som en oppsamler. Melken flyter deretter fritt til pumpen. Hvis du vil bruke den som fra en manuell brystpumpe - klem pumpen for å lette melkeinntaket.



04. SPESIFIKASJON

Materiale: silikon
Kapacitet: 100 ml

05. GARANTIKORT

Produktet dekkes av 24-månaders garanti. Garantivillkår finner du her: <https://nenno.pl/gwarancja>

Detaljer, kontaktdetaljer og serviceadresse finner du her: <https://nenno.pl/kontakt>

Specifikasjoner og sættets innhold kan endres uten varsel. Vi beklager ulempene.

nenno

Produsent:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5B,
31-752 Krakow,
Polen

www.nenno.pl
inspired by Children,
designed by Parents

Produsert i Kina.