

## Termometry bezdotykowe

Model	 Neno Medic T05	 Neno Medic T02	 Neno Medic T07	 Neno Medic T06
Odległość pomiaru	1.5-5 cm	1.5-5 cm	1-3 cm	1-5 cm
Dokładność pomiaru	±0.2°C w zakresie 35~42°C, (±0.3°C w pozostałych zakresach)	±0.2°C w zakresie 35~42°C (±0.3°C w pozostałych zakresach)	czoło ±0.2°C w zakresach 36~39°C, (±0.3°C w pozostałych zakresach) ucho ±0.2°C w zakresach 36~39°C, (±0.3°C w pozostałych zakresach) przedmiot/ pokój: ±1°C	czoło ±0.2°C w zakresie 36~39°C, ±0.3°C w zakresach 22~36°C i 39~43°C obiekt ±1.0°C/ ±2.0°F
Zakres pomiaru	34~43°C (czoło) 0~100°C (obiekt)	32.0~42.2°C (czoło)	22~43°C (czoło) 34~43°C (ucho) 0~100°C (obiekt)	22~43°C (czoło) 0~100°C (obiekt)
Miejsce pomiaru	Czoło lub obiekt	Czoło	Czoło, ucho lub obiekt	Czoło lub obiekt
Jednostki pomiaru	Stopnie Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F)	Stopnie Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F)	Stopnie Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F)	Stopnie Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F)
Pamięć pomiarów	34	32	20	20
Alert temperatury	✓	✓	✓	✓
Zasilanie (Baterie)	2×AAA	2×AAA	2×AAA	2×AAA
Automatyczne wyłączenie	po 10 sekundach nieaktywności	po 60 sekundach nieaktywności	po 10 sekundach nieaktywności	po 10 sekundach nieaktywności
Dodatkowy woreczek w zestawie	×	×	✓	✓
Wymiary	150×37×16.3 mm	150×37×16.3 mm	145.5×45.4×43.4 mm	149.8×47.3×39.1 mm
Waga (bez baterii)	105 g	51 g	72 g	73 g
W zestawie	Termometr, Instrukcja obsługi	Termometr, Instrukcja obsługi	Termometr, Woreczek na termometr, 2×Baterie AAA, Instrukcja obsługi	Termometr, Woreczek na termometr, 2×Baterie AAA, Instrukcja obsługi