

neno[®] vapore

przenośny
nebulizator
siateczkowy

♥ *Every Mom
is a Superhero!*



2 sposoby nebulizacji



rozmiar cząstek
 $\text{MMAD} < 5 \mu\text{m}$



3 rozmiary maski



3 tryby szybkości



beprzewodowy



Bezprzewodowy

Zapomnij o plątaniu kabli i ograniczeniach! Neno Vapore to nebulizator bezprzewodowy, który oferuje pełną swobodę. Możesz go używać w dowolnym miejscu – w domu, na spacerze lub w podróży.





Dla noworodków

Neno Vapore jest przeznaczony także dla noworodków. Jego kompaktowa konstrukcja umożliwia wygodne trzymanie urządzenia nad twarzą dziecka. Dzięki temu możesz przeprowadzić skuteczną inhalację bez konieczności zakładania maluszkowi nebulizatora przy pomocy gumek.



Wyrób medyczny

Nebulizator, jako certyfikowany wyrób medyczny, spełnia najwyższe standardy jakości. Daje to pewność, że każda nebulizacja jest nie tylko skuteczna, ale i bezpieczna dla Ciebie i Twojej rodziny.



3 maseczki i ustnik

Neno Vapore został wyposażony w trzy maseczki o różnych rozmiarach: dla noworodka, dziecka i dorosłego. Dzięki temu z urządzenia skorzysta każdy, niezależnie od wieku. W zestawie znajdziesz też ustnik zapewniający jeszcze bardziej skuteczną nebulizację.



dorośli



dzieci



niemowlęta





cząsteczki
MMAD
<5
 μm

Skuteczność inhalacji zależy od wielkości cząsteczek leku. Neno Vapore generuje cząsteczki o wielkości MMAD <5 μm , dlatego lek dociera w głąb dolnych dróg oddechowych.

The image is a split-screen advertisement for a nebulizer. On the left, a young girl with blonde hair is shown in profile, wearing a white nebulizer mask connected to a white nebulizer unit. She is looking towards the right. On the right, a man with a beard and glasses is shown in profile, wearing a dark suit and a light blue shirt. He is holding a white nebulizer mouthpiece in his right hand and has his left hand on his throat, appearing to be in discomfort. The background is a blurred office or clinical setting. The overall color palette is soft, with blues and purples.

2 sposoby nebulizacji

Inhalator umożliwia nebulizację na dwa sposoby (przy użyciu maseczki lub ustnika), co daje opcję dopasowania terapii do osobistych potrzeb. Taka różnorodność pozwala na pełne dostosowanie terapii do Twojego stylu życia.



Dla całej rodziny

Neno Vapore to nebulizator stworzony z myślą o całej rodzinie. Prosta obsługa sprawia, że z jego użytkowaniem poradzą sobie zarówno mali, jak i duzi użytkownicy.





szybki



średni



powolny



3

tryby szybkości

Podczas nebulizacji dostępne są trzy poziomy szybkości wyrzutu mgiełki. Wybierając jeden z nich, maksymalnie wykorzystujesz potencjał leczniczy urządzenia.

Ciche działanie

Neno Vapore pracuje wyjątkowo cicho, więc przeprowadzanie inhalacji w nocy nie zakłóca snu pozostałych domowników. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie spokój.



Duży pojemnik na lek

Za sprawą pojemnika na lek o pojemności 6 ml nebulizacja przebiega bez konieczności częstego uzupełniania substancji. Zapewnia to oszczędność czasu oraz gwarantuje ciągłość terapii.

6 ml



Ładowanie przez USB

Dzięki dołączonemu do zestawu kablowi ładowanie nebulizatora Neno Vapore jest niezwykle wygodne niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.



Lekki i mobilny

Neno Vapore to synonim mobilności. Jest lekki, kompaktowy i poręczny. Wrzucić go do torebki i mieć zawsze pod ręką!



Idealny w podróży

Nebulizator Neno Vapore jest nieocenionym wsparciem podczas każdej podróży. W zestawie z urządzeniem znajdziesz praktyczne etui do bezpiecznego przechowywania i transportowania w walizce lub plecaku.





Pełny zestaw

Oprócz samego nebulizatora otrzymasz trzy maseczki w różnych rozmiarach, ustnik oraz inne akcesoria, takie jak gumki podtrzymujące maseczkę i kabel USB.

nenno

vapore

portable mesh nebulizer
przenośny nebulizator siateczkowy





— neno[®] vapore —



DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Zasilanie: | DC 3.7 V |
| Bateria: | Litowo-jonowa 750 mAh |
| Pobór mocy: | <4.0 W |
| Wielkość cząsteczek MMAD: | <5 μm |
| Szybkość nebulizacji: | 0.15 ml/min - 0.90 ml/min (3 tryby) |
| Pojemność zbiornika na lek: | 6 ml |
| Ciągły tryb pracy: | Stały lub zmienny (cykl 10 minut) |
| Fracja respirabilna: | 65% |
| Waga jednostki głównej: | 72 g |
| Wymiary jednostki głównej: | 7.25x6.75x5.05 cm |
| Kod EAN: | 5902479675053 |
| Kod PN: | NEN-MAM-INH005 |
| Waga pudełka: | 370 g |
| Wymiary pudełka: | 17x13.5x8.5 cm |



NAGRODY DLA
FIRMY KGK TREND
Właściciela marki Neno:

NAGRODA
MAGAZYNU JOURNAL FORBES BUSINESS
**BUSINESS
WOMAN&life**

