



medic To8

profesjonalny termometr bezdotykowy

2 TRYBY PRACY

👂 ucho

😊 czczo

Every Mom
is a Superhero!



To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



wyrób
medyczny



Szybki
pomiar



Duży
wyświetlacz



Magnetyczna
nakładka

Twoja broń w walce z gorączką

Neno Medic T08 to solidny wyrób medyczny, który pomoże Ci zadbać o zdrowie każdego dnia. Dzięki błyskawicznemu pomiarowi w 1 sekundę oraz prostej obsłudze unikniesz stresu. Zamiast tracić czas na czekanie, szybko i wygodnie zmierzysz temperaturę zarówno w dzień, jak i w nocy. Dodatkowo, gdy wzrośnie temperatura ciała, termometr powiadomi Cię o tym, wydając krótki dźwięk.





Profesjonalne i precyzyjne działanie

Termometr zapewnia szybki i dokładny wynik z minimalnym marginesem błędu, co sprawia, że jest idealny zarówno do użytku domowego, jak i w profesjonalnych placówkach. Precyzyjność na poziomie 0,2°C daje pewność, że zawsze będziesz wiedzieć, jaka jest temperatura Twojego dziecka.

Technologia podczerwieni

Medic T08 wykorzystuje technologię podczerwieni, dzięki czemu możesz dokonywać pomiaru w sposób bezdotykowy



Inteligentny system zmiany trybów

Termometr samodzielnie zmienia tryby pracy. Wystarczy ściągnąć magnetyczną nakładkę, by zmierzyć temperaturę w uchu. Przełączanie jest błyskawiczne, a urządzenie zawsze dostarcza najdokładniejsze dane. Oznacza to, że bez stresu i zbędnych kroków dostosujesz jego działanie do aktualnych potrzeb.




Ucho



Czoło

Czytelny wyświetlacz

Duży wyświetlacz LED sprawia, że zmienianie jednostki temperatury i odczytywanie wyników jest proste i intuicyjne. Cyfry są wyraźne, a sam ekran podświetlany, dzięki czemu cała procedura jest możliwa także w nocy.



36.6 °C
😊





Tryb mierzenia
na czole

Pomiar temperatury na czole

Mierzenie temperatury na czole jest szczególnie przydatne w wypadku noworodków i niemowląt. Neno Medic T08 wykonuje pomiar w ciągu 1 sekundy, co oznacza brak stresu i niepokoju, zarówno dla Ciebie, jak i dla najmłodszych.





Tryb mierzenia
w uchu

Pomiar temperatury w uchu

Termometr pozwala również
na pomiar temperatury w uchu.
To wygodne rozwiązanie, które
pozwala na uzyskanie szybkich
i miarodajnych odczytów.





Praktyczna nakładka

Magnetyczna nakładka to innowacyjne rozwiązanie, które nie tylko zapewnia łatwą zmianę trybu pomiaru, ale także chroni urządzenie przed uszkodzeniami. To szybka, prosta i wygodna funkcja, która czyni użytkowanie Medica T08 jeszcze łatwiejszym i bardziej intuicyjnym.

Sygnaty dźwiękowe

Termometr Neno Medic T08 informuje Cię o zakończeniu pomiaru za pomocą wyraźnego sygnału dźwiękowego, a także ostrzega, gdy wynik wskazuje na gorączkę. Dzięki temu możesz natychmiast podjąć odpowiednie kroki.






Zawsze miarodajny wynik

T08 działa równie dobrze w przypadku maluchów, jak i dorosłych, zapewniając wiarygodne dane w każdej sytuacji. Mierzenie temperatury Medic T08 jest szybkie oraz niezwykle dokładne. Wynik z dokładnością do 0,2°C pojawia się już po 1 sekundzie.

Trwała i ergonomiczna konstrukcja

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów. Jest lekki, dobrze wyprofilowany i bardzo trwały. Dzięki компактowemu rozmiarowi zmieści się w apteczce, torbie lub szufladzie.



нено[®] medic T08

profesjonalny termometr bezdotykowy

Zakres pomiaru:	32.0 - 42.9 °C (89.6 - 109.2°F)
Dokładność pomiaru:	± 0.2°C w zakresie 35.0 - 42.0°C (± 0.4°F w zakresie 95.0 - 107.6°F); ± 0.3°C (±0.5°F) w zakresach 32.0 - 35°C oraz 42.0 - 42.9°C (89.6 - 95°F oraz 107.6 - 109.2°F)
Dokładność wyświetlacza:	0.1°C/0.1°F
Kliniczna powtarzalność:	±0.3°C/0.5°F
Automatyczne wyłączenie:	po 8 sekundach braku aktywności
Jednostki pomiaru:	Stopnie Celsjusza (°C) lub stopnie Fahrenheita (°F)
Baterie:	2×AAA, DC 3V (w zestawie)
Temperatura pracy:	10.0 - 40.0°C (50.0 - 104.0°F)
Temperatura przechowywania:	-25.0 - 55.0°C (-13.0 - 131.0°F)
Wymiary:	151×48×42 mm
Waga:	93 g (z bateriami)
W zestawie:	Termometr, 2x baterie AAA, instrukcja obsługi
EAN:	5902479675756
PN:	NEN-MAM-TE005
Kontakt:	tel: 731 594 301; mail: info@nenopl
Dane wytwórcy:	Famidoc Technology Co., Ltd. No. 212 Yilong Road, Hexi Industrial Zone, Jinxia, Changan Town, Dongguan, Guangdong Province, 523853, P.R. China Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Autoryzowany przedstawiciel we UE:	Eiffestraße , 80 20537 Hamburg, Germany
Importer:	KGK Trend sp. z o.o.; ul. Ujastek 5b; 31-752 Kraków, Polska



**NAGRODY DLA
FIRMY KGK TREND**

Właściciela marki Neno:



MADE IN POLAND
2022



NAGRODA
MAGAZYN / FORSAL KORZYSTNIENIU
BUSINESS
WOMAN&life

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.

Jeśli nie wiesz jaki produkt wybrać, potrzebujesz pomocy,
wsparcia albo masz pytania do naszych położnych,
ekspertów ds laktacji neno, zadzwoń lub napisz
bezpośrednio do Centrum Wsparcia Klienta neno.
Infolinia: 731 594 301 mail:info@nenopl