

neno[®] atemo

Wyrób Medyczny

PRZENOŚNY
NEBULIZATOR
ULTRADŹWIĘKOWY

♥ *Every Mom
is a Superhero!*



2 sposoby
nebulizacji



drobne
cząsteczki



dla dzieci
i dorosłych



beprzewodowy



2 sposoby nebulizacji

Nebulizator oferuje dwa tryby podawania leku – za pomocą maseczki lub ustnika. Dzięki temu możesz wybrać formę inhalacji najlepiej odpowiadającą Twoim preferencjom i sytuacji. Taka elastyczność sprawia, że terapia staje się wygodna i idealnie dopasowana do codziennego rytmu życia.



Wyrób medyczny

Nasz nebulizator to certyfikowany wyrób medyczny spełniający wymagane standardy jakości. Wybierając Neno Atemo stawiasz na niezawodny produkt, który zapewni bezpieczeństwo Twojej rodziny i skuteczność działania.





Bezprzewodowy

Koniec plączących się kabli i dylematów, gdzie podłączyć urządzenie. Neno Atemo to w pełni bezprzewodowy nebulizator, który zapewnia komfort oraz wygodę użytkowania w każdym miejscu. Niezależnie od tego, czy zamierzasz wykonać nebulizację w domowym zaciszu, podczas podróży służbowej lub w innym miejscu, możesz użyć go gdziekolwiek chcesz. Zobacz różnicę dzięki Neno Atemo.

Szybka inhalacja

Neno Atemo jest błyskawicznie gotowy do pracy. Wydajny system sprawia, że lek trafia do dróg oddechowych w szybkim tempie, przynosząc ulgę i zmniejszając uciążliwe objawy. Nasz nebulizator jest idealnym rozwiązaniem zarówno w sezonie chorobowym, jak i na co dzień.



Dla dzieci i dorosłych

Nebulizator Neno Atemo przeznaczony jest zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. To oznacza, że może korzystać z niego cała rodzina, niezależnie od okoliczności. Może być używany nie tylko w okresie wzmożonych infekcji, ale również podczas codziennych inhalacji.



Niewielki rozmiar

Neno Atemo wyróżnia się kompaktową konstrukcją, dzięki czemu łatwo można zabrać go w podróż, do pracy czy na spacer. Mały rozmiar nie wpływa na jego wydajność – nebulizator zapewnia skuteczną terapię w każdym miejscu.



Cicha praca

Nasz nebulizator wyróżnia się wyjątkowo cichym działaniem, a to sprawia, że można z niego korzystać w każdych warunkach, zarówno w dzień, jak i w nocy. Nie zakłóca spokoju pozostałych domowników, dzięki czemu inhalacja przebiega komfortowo i bez stresu.





Idealny w podróży

Dzięki niewielkim rozmiarom oraz kompaktowej konstrukcji, Neno Atemo stanie się idealnym towarzyszem różnego rodzaju wyjazdów. Można go łatwo spakować na rodzinne wyprawy oraz w podróż służbową.

Automatyczne wyłączanie

Nebulizator posiada funkcję automatycznego wyłączania – urządzenie samoczynnie wstrzymuje pracę po 20 minutach ciągłego działania. Dzięki temu inhalacje są bezpieczne i wygodne, a tryb pracy przerywanej (20 minut pracy, 10 minut przerwy) pozwala na optymalne dostosowanie terapii do potrzeb.



**20
MIN**



cząsteczki
MMAD $< 5 \mu\text{m}$

Drobne jednostki leku mają duże znaczenie w skuteczności terapii. Nebulizator Neno Atemo wytwarza cząsteczki o średnicy MMAD $< 5 \mu\text{m}$, dzięki czemu lek dociera głęboko do dolnych dróg oddechowych, zapewniając efektywne i szybkie działanie.

Długi czas pracy

Nebulizator Neno Atemo został wyposażony w wydajną i trwałą baterię litową, która zapewnia pracę urządzenia nawet do 2,5 h na jednym ładowaniu. Dzięki temu możesz swobodnie przeprowadzać nebulizację w różnych sytuacjach, bez obaw o niespodziewane rozładowanie baterii.



Duży pojemnik na lek

Pojemnik na lek o pojemności aż 8 ml zapewnia komfort podczas inhalacji, bez konieczności zmiany lub uzupełniania substancji. Dzięki temu sesje inhalacyjne są dłuższe i wygodniejsze, a terapia przebiega sprawnie i bez niepotrzebnych przerw.



Pełny zestaw

W zestawie, oprócz samego nebulizatora znajdziesz również 2 maseczki (dla dzieci i dla dorosłych), ustnik, kabel USB-C, woreczek do przechowywania urządzenia oraz instrukcję obsługi. To pozwoli od razu zacząć kompletną i wygodną terapię z nebulizatorem Neno Atemo.



DANE TECHNICZNE

Zasilanie:	Bateria litowa DC 3.7V lub zasilanie zewnętrzne 5V 1A (przez USB-C)
Pobór mocy:	<2VA
Wielkość cząsteczek MMAD:	<5µm
Szybkość nebulizacji:	0,2ml/min
Pojemność zbiornika na lek:	8ml
Częstotliwość ultradźwięków:	110 ±10kHz
Pozostałość leku:	<1ml
Środowisko pracy:	10°C-40°C (50-104°F), 10%RH-95% RH, 86kPa-106kPa
Automatyczne wyłączenie:	Tak, po 20 min
Poziom hałasu:	≤50dB
Czas pracy:	Do 2,5h
Czas ładowania:	Do 1,5h
Waga:	46g
Wymiary jednostki głównej z pojemnikiem na lek i membraną:	76 x 56 x 47mm
Waga pudełka:	167g
Wymiary pudełka:	107 x 125 x 57mm
Kod EAN:	5902479677750
PN:	NEN-MAM-INH007
Zawartość zestawu:	Nebulizator z pojemnikiem na lek, maska dla dorosłego, maska dla dziecka, ustnik, woreczek do przechowywania, kabel ładowania typu USB-C, instrukcja obsługi
Kontakt:	Tel.: 731 594 301, E-mail: info@nenom.pl
Importer:	KGK Trend sp. z o.o. ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków

Jeśli nie wiesz jaki produkt wybrać, potrzebujesz pomocy, wsparcia albo masz pytania do naszych połączonych ekspertów ds. laktacji neno, zadzwoń lub napisz bezpośrednio do Centrum Wsparcia Klienta Neno. Infolinia: 731 594 301, mail: info@nenom.pl

NAGRODY
DLA FIRMY
KGK TREND

Właściciela
marki Neno:

